



aspirmatic®

Pentru curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea zilnică a tuturor uniturilor stomatologice și a separatoarelor de amalgam

Avantajele noastre

- compatibil cu toate separatoarele de amalgam (de ex. Dürr, Metasys)
- poate fi utilizat cu toate uniturile de tratament (de ex. Sirona, KaVo, Castellini, etc.)
- nu produce spumă
- miros proaspăt
- testat și aprobat de Sirona
- mod de utilizare economic

Domenii de utilizare

Pentru curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea zilnică a tuturor uniturilor stomatologice și a separatoarelor de amalgam.

Profilul produsului

Produsele coordonate aspirmatic® (curățare, dezinfectare) și aspirmatic® cleaner (agent de curățare special) asigură o curățare de profunzime și siguranța igienică necesare în timpul funcționării uniturilor stomatologice. Datorită manipulării simple a sistemului aspirmatic® (rezervor de dozare), aplicarea acestor produse devine o rutină confortabilă.

Instrucțiuni de utilizare

A se utiliza de 1-2 ori zilnic. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați sistemul de dozare aspirmatic® de două ori pe zi, la sfârșitul fiecărei sesiuni clinice. Pregătiți soluția de utilizare adăugând 40 ml de aspirmatic® în 1.960 ml de apă rece. Pentru a vă asigura că soluția nu spumează la diluare, măsurați întotdeauna cantitatea corectă de apă caldă întâi, apoi turnați în apă cantitatea corectă de aspirmatic®.

Și mai ușor:

Calculați concentrația potrivită pentru soluția dvs. gata de utilizare, folosind calculatorul nostru de dozare DosageCal. Întotdeauna disponibil, atât online, cât și offline, accesând www.concentratecalculatorschuelke.com.

Aspirați 1 1/2 litri de soluție în tuburile de aspirație și turnați restul de 1/2 litru în scuipătoare. Lăsați-l să acționeze timp de cel puțin 30 de minute sau peste noapte. După înmuiere, clătiți întotdeauna sistemul de aspirație cu cel puțin un litru de apă curată înainte de a-l utiliza. Diluați produsul cu apă rece pentru a obține concentrația de aplicare necesară.

Eficacitate microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
bactericidă <i>în conformitate cu VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min
levuricidă <i>în conformitate cu VAH</i>	2 % (20 ml/l)	30 min
activitate virucidă împotriva virusurilor capsulate <i>în conformitate cu DVV (Asociația germană pentru combaterea bolilor virale)// Ghidul RKI</i>	2 % (20 ml/l)	30 min

Certificări

- Certificare VAH



Date despre produs

Compoziție:

100 g de concentrat conține următoarele ingrediente active:
7,5 g clorură de didecildimetilamoniu.

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004:

<5 % agenți tensioactivi neionici, <5 % săpun, parfumuri

Date fizico-chimice

Culoare	albastru
Densitate	cca 0,99 g/cm ³ , 20 °C
Punct de aprindere	Nu este aplicabil
Formă	lichidă
pH	6,5-7,5 / 20 °C
Vâzcozitate, dinamică	Nu sunt disponibile informații

Recomandări specifice

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. UVV (regulamentele pentru prevenirea accidentelor) impun purtarea de mănuși de către persoanele care lucrează cu dezinfectanți care nu sunt destinați aplicării pe piele. A nu se utiliza după data expirării.

Nu amestecați concentratul sau soluția gata de utilizare aspirmatic® și aspirmatic® cleaner.

Informații pentru comandă

Articol	Ambalaj	Cod articol
aspirmatic® 2 l	5/bax	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii	Cod articol
aspirmatic® system	183701
cupă de măsurare 500 ml	136101
cupă de măsurare 50 ml	136102

Produse asemănătoare

- aspirmatic® cleaner
- aspirmatic® system

Informații legate de mediu

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.



O companie a
Grupului Air Liquide

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com

Producător:

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro