



Gelatamp
by ROEKO

Argintul la fel de bun ca și aurul

- efect de depozit antimicrobian datorat argintului coloidal
- pentru un tratament postextracțional cu grad înalt de siguranță

Argintul la fel de bun ca și aurul

Argintul la fel de

Gelatamp by **roeko**

pentru un tratament postextracțional cu grad înalt de siguranță

- hemostază rapidă
- stabilizarea cheagului sangvin
- resorbție omogenă și completă
- eficace împotriva unui spectru larg bacterian
- efect de depozit de lungă durată

cu **Gelatamp**

- fără complicații în procesul de vindecare
- plaga nu trebuie redeschisă
- timp salvat

După extracții și tratamente chirurgicale adesea pot apărea complicații, în special datorită infecțiilor bacteriene. *Gelatamp* asigură dentistului un mijloc medical eficace, biocompatibil pentru tratamente postextracționale. *Gelatamp* prezintă marele avantaj de a fi atât hemostatic cât și bactericid.


Gelatamp este fabricat din spumă gelatinoasă și particule de argint, dispersate fin (coloidale). Argintul formează ioni de argint în condiții de umiditate. Chiar și mici cantități din acești ioni sunt antimicrobiene, fără a dezvolta rezistență. *Gelatamp* este eficace împotriva tuturor microorganismelor prezente în cavitatea bucală, în special împotriva celor gram negative. S-a descoperit a fi foarte eficace împotriva bacteriilor care sunt rezistente la antibiotice.

Particularitatea argintului coloidal – efectul său de depozit de lungă durată



Particulele de argint coloidal fin dispersate formează o suprafață largă și activă pentru o eliberare continuă a ionilor de argint. Pentru că argintul nu se dizolvă ușor, nu este îndepărtat din buretele de gelatină, ci este eliberat continuu pe măsură ce buretele este resorbit. Acest fapt conferă produsului *Gelatamp* un efect de depozitare – produsul are efect antimicrobian pe parcursul întregului proces de resorbție.

Nu este necesară medicația suplimentară, de aceea tratamentul cu *Gelatamp* salvează timp și este biocompatibil pentru pacient.



Test ce arată numărarea microorganismelor realizat de L + S GmbH, Bad Bocklet, Germania

Hemostaza și prevenirea sângerării postoperatorii cu *Gelatina*

Structura spumoasă, uniform poroasă absoarbe de câteva ori propria greutate în sânge, favorizează agregarea trombocitară datorită suprafeței mari și umplerea plăgii. Cheagul astfel format are un volum constant, se potrivește intim și favorizează coagularea sanguină. Aceasta previne formarea fisurilor și a cavităților secundare care, fără *Gelatamp*, s-ar putea forma prin contracția cheagului sanguin și inițierea infecției datorată invaziei cu salivă contaminată.

Gelatamp rămâne la nivelul alveolei fiind complet resorbit în 4 săptămâni.

Gelatamp este fabricat din gelatină de uz farmaceutic și din argint coloidal. Controlul calității în toate stadiile: de la materialul neprelucrat, producție, sterilizare până la produsul finit garantează calitatea și eficacitatea uniformă, excelentă. *Gelatamp* nu conține nici un agent de colorare. Culoarea maronie se datorează argintului coloidal.

e bun ca și aurul

Argintul la fel de bun ca și aurul

cum actionează *Gelatamp* vindecarea alveolei

introducerea *Gelatamp*ului în alveolă

buretele absoarbe sângele

de 55-75 ori propria greutate
fără expansiune

agregarea trombocitară

structura buretelui facilitează acumularea trombocitelor
coagularea este accelerată

stabilizează coagulul sangvin

previne retracția cheagului
fără cavități secundare sau fisuri

efect antimicrobian de lungă durată

ionii de argint sunt eliberați pe tot parcursul resorbției
argintul este eficient împotriva unui spectru larg de microorganisme

resorbție completă

**în 4 săptămâni
corespunde duratei de vindecare
fără necesitatea redeschiderii alveolei**

Compoziție

un burete *Gelatamp* (14 x 7 x 7 mm) conține:
gelatină rigidă Ph. Eur. 9.5 mg
argint coloidal Ph. Eur. 0.5 mg

Indicații:

Tratamentul cavităților alveolare și plăgilor cavitate, ca de ex. după

- extracții
- rezecții apicale
- perforații ale sinusului maxilar
- alte tratamente chirurgicale (îndepărtarea tumorilor sau a dinților incluși)


Prevenirea

- formării cavităților secundare
- infectării plăgilor
- hemoragiilor secundare


și de asemenea ca mediu adjuvant al vindecării după gingivectomie și în parodontopatii

Instrucțiuni de folosire


Gelatamp este livrat steril și gata de utilizare. Mărimea buretelui poate fi ajustată pentru a se potrivi la nivelul plăgii. Pentru plăgi de dimensiuni mai mari se pot folosi doi bureți *Gelatamp*. Trebuie avut grijă ca buretele să nu fie presat. Presarea buretelui îi va distruge structura și va împiedica acumularea sângelui în interiorul său.



Dupa extracție trebuie permisă acumularea sângelui în alveole



tăiați *Gelatamp* pentru ajustarea mărimii



Introduceți *Gelatamp* la nivelul plăgii și suturați

Buretele uscat este plasat imediat la nivelul plăgii recente, cu sânge și trebuie să absoarbă cât mai mult sânge posibil. Buretele nu trebuie să depășească marginea gingivală internă pentru a nu afecta epitelizarea. În aceasta constă tratamentul final al alveolei și nu este nevoie de o clătire ulterioară.

Argintul la fel de bun ca și aurul

Întrebări frecvente

Cum ar trebui *Gelatamp* tăiat?

Folosiți o foarfecă sterilă pentru a secționa *Gelatamp* pentru plăgi de mici dimensiuni. Este important să nu se preseze buretele. În plăgi de dimensiuni mari pot fi folosiți doi bureți.

Ce este argintul coloidal?

Argintul coloidal este argint metalic legat de proteină. Argintul elementar este oligodinamic, adică bactericid, pentru o perioadă lungă de timp, datorită cantităților foarte mici de ioni de argint care se formează în mediu umed.

Poate fi *Gelatamp* impregnat cu anumite medicamente înainte de folosire?

Nu, *Gelatamp* trebuie să fie uscat când e aplicat în plagă. Umezirea buretelui cu un lichid ar împiedica absorbția sângelui și hemostaza.

Poate fi *Gelatamp* comprimat înainte de folosire?

Nu, presiunea va distruge structura buretelui. Acumularea trombocitelor este necesară pentru coagulare.

Plaga trebuie dezinfectată în prealabil?

Când folosiți *Gelatamp* nu este necesar nici un alt tip de dezinfectant.

Poate fi *Gelatamp* folosit la nivelul plăgilor infectate, cum ar fi alveolita uscată?


Nu, *Gelatamp* este folosit pentru prevenirea infectării plăgilor. Buretele de gelatină asigură o vindecare eficientă la nivelul plăgilor noi, neinfectate. În cazul alveolitelor uscate, plaga este deja infectată și coagularea alterată.

După deschiderea cutiei, poate fi *Gelatamp* folosit fără sterilizarea bureților rămași?

Da, *Gelatamp* este livrat în stare sterilă. Resterilizarea poate afecta proprietățile și reduce eficacitatea. Proprietățile antimicrobiene ale argintului coloidal va garanta faptul că, chiar și după ce mai mulți bureți sunt scoși, restul conținutului din cutie va rămâne steril până la data expirării. Este foarte important să nu expuneți conținutul cutiei riscului de contaminare. Acesta este rezultatul a 3 ani de studii cu privire la sterilitatea produsului *Gelatamp*.

Formular de comandă

Articol	Conținut	Mărime	REF	Cantitate
Gelatamp	20 buc.	14 x 7 x 7 mm	274 002	
	50 buc.	14 x 7 x 7 mm	274 007	
Blister	20 buc.	14 x 7 x 7 mm	274 008	



www.coltenewhaledent.com
© 2010 Coltène/Whaledent

MedidentEXIM
equipamente și consumabile dentare

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
info@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent®