

Criteriul de referință al cimenturilor ionomere de sticlă modificate cu rășină

Caracteristicile superioare ale adeziunii și sigilării asigură retenție consistentă de lungă durată și protecție permanentă a dintelui.

4 etape simple pentru o cimentare sigură



1. Curățați cu atenție dintele pregătite. Pentru o retenție îmbunătățită, aplicați Fuji PLUS Condiționant timp de 20 secunde. Clătiți și uscați blând.



2. Mixați Fuji PLUS capsule timp de 10 secunde. Căpușiți suprafața internă a restaurării cu un strat de ciment de 1 mm și poziționați în maxim 30 de secunde.



3. Îndepărtați cimentul în exces atunci când intră în faza de gel (aprox. 1 minut după poziționare).



4. Mențineți izolarea până la realizarea prizei totale (aprox. 4 minute).

Dr. L. Vlard, Franța

Prima dumneavoastră alegere în materie de cimenturi de cimentare



GC Fuji PLUS

GC Fuji PLUS Capsule

Cutie cu 50 capsule (0.19 ml pe capsulă)
Nuanțe disponibile: Galben, A3

GC Fuji PLUS 1-1 PKG

Pulbere, 15 g, nuanță A3
Lichid, 7 ml, Condiționant, 6.5 ml, Accesorii

GC Fuji PLUS P/L Rezerve

Pulbere, 15 g, nuanțe disponibile: A3, Galben, Translucent
Pulbere EWT (Timp de lucru extins), 15 g, nuanță A3
Lichid, 7 ml, Condiționant, 6.5 ml



GC FujiCEM (Automix)

Dacă o restaurare necesită mai multă flexibilitate, FujiCEM Automix vă oferă întreaga eficiență a lui Fuji PLUS într-un format Automix avantajos. Acesta vă oferă timp de lucru extins și o dozare adaptabilă pentru cimentarea pivoților sau punților cu mai multe elemente.

GC FujiCEM Automix

2 cartușe Paste Pak (13.3 g fiecare), 44 vârfuri de mixare, Aplicator Paste Pak

GC FujiCEM Automix Rezerve

2 cartușe Paste Pak (13.3 g fiecare)
20 vârfuri de mixare, Aplicator Paste Pak

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Căutați o cimentare sigură?



Fuji PLUS de la GC.

Soluția pentru sensibilitatea post-operatorie, decolorarea marginală și decimentare. Combinând avantajele ionomerilor de sticlă cu beneficiile chimiei rășinilor.

GC

GC

GC Fuji PLUS, prima opțiune atunci când aveți nevoie de un ciment pentru cimentare

Fuji PLUS a fost conceput pentru a vă oferi o **cimentare simplă, fără erori**, și o **adeziune puternică și durabilă pe care vă puteți baza**.

15 ani de siguranță și încredere




Fuji PLUS este un ciment ionomer de sticlă îmbunătățit cu rășină pentru cimentare care a oferit în mod consecvent o **cimentare fără probleme** a restaurărilor coronare și a punților. Oferă cel mai **ridicat nivel de siguranță** datorită rezultatelor **clinice excepționale de durată**¹. Acesta este motivul pentru care mii de medici stomatologi din întreaga lume au decis că Fuji PLUS este alegerea numărul 1 în materie de cimentare.

Conform Reality evaluation actualizat în 2009: "Mixare manuală sau capsule automixate, consistență bună care permite o poziționare ușoară a restaurării, transparență moderată astfel încât să nu permită apariția unei linii albe vizibile pe marginea porțelanului, și nu este fluid".




Consistență perfectă

Fuji PLUS încorporează o umplutură de sticlă fin mărunțită care ajută la obținerea unui amestec de ciment **extrem de neted și cremos**. Caracteristicile fluide rezultate și grosimea **filmului de doar 10 microni** fac ca Fuji PLUS să poată oferi o poziționare ușoară a tuturor coroanelor, punților și pivoților sau bonturilor dumneavoastră.



Priză rapidă

Îndepărtarea excesului după 60 de secunde. Fuji PLUS oferă caracteristici unice de realizare rapidă a prizei care **permit îndepărtarea excesului de ciment cu ușurință**, la doar 60 de secunde după realizarea prizei. Dacă este necesară o priză mai lentă, capsulele de Fuji PLUS pot fi refrigerate pentru a prelungi timpii de lucru și de priză.



Performanță clinică dovedită combinată cu o ușurință imbatabilă a manipulării

Universal

Gamă largă de indicații

- Cimentarea tuturor tipurilor de coroane, inlay-uri, onlay-uri și punți² metalice, metalo-ceramice și rășinice
- Cimentarea inlay-urilor din porțelan
- Cimentarea tuturor tipurilor de materiale pentru refaceri de bonturi inclusiv a pivoților prefabricați și a stifturilor
- Cimentarea coroanelor și punților total ceramice (ex. Procera)



Securitate


Toleranță la umiditate

Fuji PLUS este tolerant la umiditate în timpul aplicării și va adera chimic la dentină, smalț și ciment. Sigilarea **prezervabilă asigură** nivelul foarte scăzut al incidenței apariției sensibilității post-operatorii.

Eliberare de fluor

Eliberarea³ continuă de fluor oferă o protecție permanentă. Fuji PLUS este rezistent⁴ la atacurile acide ceea ce asigură o **integritate marginală excelentă, de lungă durată**, și menținerea sigilării.

Eliberare de fluor




Sursa: GC R&D date interne, detaliile testelor sunt disponibile la cerere

Rezistență

Rezistența ridicată a adeziunii

Utilizarea tehnologiei modificate cu rășină la Fuji PLUS a determinat o **creștere semnificativă a adeziunii** structurii cimentului. Acest lucru accentuează beneficiile adeziunii chimice a ionomerilor de sticlă, **mărind puterea de retenție⁵** a cimentului.

Rezistența adeziunii la fisurare



Sursa: GC R&D date interne, detaliile testelor sunt disponibile la cerere

¹ Resin-modified glass ionomer cement and self-cured resin composite luted ceramic inlays. A 5-year clinical evaluation. Jan W.V. van Dijken. Dental Materials 19 (2003) 670-674

² Cementing porcelain-fused-to-metal crowns. Vadachkoria D. Georgian Med News. 2009 Dec;(177):15-9.

³ Fluoride release of resin-reinforced glass ionomer cements, H. Nakaseko, S. Tosaki and K. Hirota. IADR 1999, Abstract 972

⁴ Glass ionomer containing cements, ADA Professiona Product review, Vol. 3 Issue 1, Winter 2008

⁵ In vitro push-out strength of seven luting agents to dentin. J.-M. Cheylan, S. Gonthier, M. Degrange. The International Journal of Prosthodontics, Volume 15, Number 4, 2002 - p. 365-370