



rotasept®

rotasept® este o soluție gata de utilizare pentru dezinfectarea și curățarea instrumentelor rotative

Avantajele noastre

- eficacitate generală completă
- foarte potrivită pentru utilizarea în baie cu ultrasunete
- nu conține aldehyde
- gata de utilizare

Domenii de utilizare

Pentru curățarea și dezinfectarea manuală a frezelor, a cuțitelor, a discurilor diamantate și a altor instrumente rotative de precizie. Datorită compatibilității sale excelente cu materialele și eficacității sale complete, rotasept® beneficiază de toate proprietățile importante ale produselor pentru procesarea instrumentelor rotative de precizie.

Instrucțiuni de utilizare

Destinat exclusiv utilizării profesionale. rotasept® este un produs gata de utilizare și se adaugă nediluat în cutia de dezinfectare și sterilizare.

Dacă rotasept® se folosește ca un produs de curățare dezinfectant, așezați fiecare instrument rotativ mic în soluția din cutia de dezinfectare și sterilizare imediat după utilizare, pentru a evita uscarea reziduurilor pe suprafețe. Clătiți bine toate instrumentele după procesare, folosind apă cel puțin de calitatea apei potabile sau, de preferință, apă distilată sterilă sau apă complet deionizată, pentru a îndepărta toate reziduurile din soluție.

Timpul de imersie pentru dezinfectarea finală: 15 minute.

Trebuie evitați timpii de contact mai lungi pentru a asigura cea mai bună compatibilitate a materialelor. Înlocuiți soluțiile de lucru în fiecare zi lucrătoare și atunci când contaminarea este clar vizibilă. Reglementările naționale pot impune efectuarea curățării și a dezinfectării finale în două etape separate. Nu amestecați soluția cu agenți de curățare sau cu dezinfectante. Vă rugăm să urmați recomandările pentru procesare ale producătorilor instrumentelor.

Compatibilitatea materialelor:

Materialele plastice, componentele și instrumentele din aluminiu sensibile la alcali și la alcool, cele fabricate cu adezivi din rășină sintetică, nu trebuie introduse în rotasept®. Recomandăm gigasept® instru AF pentru aceste instrumente.

Baia cu ultrasunete:

rotasept® este foarte adecvat pentru utilizare în baie cu ultrasunete.

Eficacitate microbiologică

Eficiență	Concentrație	Timp de contact
bactericidă EN 13727, EN 14561, în conformitate cu VAH - condiții de murdărie	Gata de utilizare	5 min.
micobactericidă EN 14348, EN 14563, în conformitate cu VAH - condiții de murdărie	Gata de utilizare	15 min.
levuricidă EN 13624, EN 14562, în conformitate cu VAH - condiții de murdărie	Gata de utilizare	5 min.
virucidă EN 14476 - condiții de murdărie	Gata de utilizare	1 min.

Certificări

- Certificare VAH
- Listat de OMS



CE 0297

Date despre produs

Compoziție:

100 g de concentrat conține următoarele ingrediente active:
1,6 g hidroxid de potasiu, 10,0 g 2-propanol, 0,1 g 2-etilhexanol.
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004: <5 %
agenți tensioactivi neionici.

Date fizico-chimice

Culoare	incolor
Densitate	cca 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Punct de aprindere	36 °C / Metodă: DIN 51755 Partea 1
Formă	lichidă
pH	13,7 / 20 °C

Recomandări specifice

Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Orice incidente grave legate de produs trebuie raportate producătorului și autorității competente.

- A nu se depozita la peste temperatura camerei.
- Nu utilizați produsul după data expirării.

Informații pentru comandă

Articol	Forma de livrare	Cod articol
flacon rotasept® -Int- de 2 l	5/cutie	la cerere
rotasept® -Int- 5 l	1/bidon	la cerere

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii pentru utilizare

Accesorii pentru utilizare	Nr. articol
Desfăcător bidon pentru 5 + 10 l	135810
Dozator schülke 5 l/10 l (20 ml/doză)	117101
Robinet schülke pentru bidoanele de 5 l/10 l	135501

Informații legate de mediu

schülke fabrică produse economice și cu procese de producție avansate, sigure și cu considerație pentru mediu, în același timp menținând standarde înalte de calitate.

Expertiză și informații

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o trecere în revistă a întregii literaturi/a rapoartelor disponibile pentru produs: www.schuelke.com.

Pentru întrebări individuale:

Serviciul de vânzare către clienți

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de conformitate pentru produsele medicamentoase.

Sediul schülke

Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com



Distribuitor autorizat:

S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureș, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro