

Express™

Material de amprentă din clasa polivinilsiloxani (silicon de aditie)



Încredere. Experiență.
Acuratețe.

Avantaje

- Recomandat atât pentru tehnica de amprentare într-un singur timp cât și pentru cea în doi timpi (amprentă de spălare)
- Reproducerea exactă a detaliilor preparației
- Stabilitate dimensională mare
- Elasticitate și rezistență bună la deformare
- Tixotrop și hidrofili
- Materialele de consistență fluidă sunt disponibile atât în tuburi cât și în cartușe

Express – de acum disponibil și în varianta pentru amestecare manuală, ambalat în tuburi

Materialul de amprentă polivinilsiloxan Express al firmei 3M ESPE vă oferă încrederea dovedită de milioane de amprente realizate în întreaga lume – iar de acum el este disponibil și în varianta pentru amestecare manuală, ambalat în tuburi.

Dacă sunteți un utilizator de silicon de condensare sau alginat, trecând la Express veți putea obține cu ușurință amprente mai precise și mai stabile. Iar NOUA formă de prezentare în tuburi vă dă posibilitatea să dozați și să omogenizați materialul manual într-un mod convenabil și economic.

Simplitatea și precizia materialelor de amprentă din gama Express vă permit să eliminați erorile care pot apărea în procesul de amprentare și să îmbunătățiți rapid și ușor calitatea amprentelor.

Opiniile clinicienilor:

- “ Chitosul este extraordinar.... ușor de amestecat – îl iubesc ”
- “ Sistem excelent....care are ca rezultat amprente extraordinare ”
- “ Hidrofilie extraordinară ”

Flexibilitate maximă în alegerea tehnicii de amprentare

Indiferent dacă preferați tehnica de amprentare într-un singur timp (monofazică) în dublu mestec sau pe cea în doi timpi (amprenta de spălare), folosind materialul de consistență fluidă Express veți obține cu ușurință o reproducere exactă a tuturor detaliilor preparației.

- Materialul de consistență chitoasă Express se amestecă ușor, iar datorită rigidității pe care o capătă după amestecare, materialul fluid este împins în detaliile preparației.
- Materialul de consistență fluidă curge ușor în toate detaliile preparației și rămâne pe câmpul protetic acolo unde a fost aplicat.
- Ampretele realizate cu Express au rezistență bună la deformare și stabilitate dimensională o perioadă lungă de timp, în ele se putându-se turna mai multe modele.
- Bun contrast coloristic între materialul de consistență chitoasă și cele de consistență fluidă care garantează verificarea ușoară a ampretei.

	Alginate	Silicon de condensare	Express™
Stabilitate dimensională			✓
Rezistență la deformare		✓	✓
Turnări multiple		✓	✓
Stabilitate dimensională pe termen lung a amprentelor			✓
Hidrofilie		✓	✓

Siliconii de aditie din gama Express vă oferă mai multe avantaje decât siliconii de condensare sau alginatete.

Sursa: Date interne 3M ESPE

3M ESPE

Descoperiți multiple variante de amestecare și dozare a materialelor de amprentă – inclusiv materiale ambalate în tuburi!

De acum materialele de amprentă din gama Express pot fi dozate și omogenizate în două moduri:

- Automat – cu ajutorul dispenser-ului Garant – materialele ambalate în cartușe.
- Manual – materialele ambalate în tuburi.

Indicații:

- Amprentare de precizie pentru realizarea de lucrări protetice fixe
 - Coroane și punți dentare
 - Inlay-uri, onlay-uri
- Amprentare de precizie pentru edentat total



Materialul ambalat în tuburi se amestecă manual, foarte ușor, oferindu-vă control total în timpul procesului de omogenizare.

Mai multe soluții de încredere oferite de firma 3M ESPE, liderul mondial în domeniul materialelor de amprentă.

Informații despre comandă



Cod articol #	Produs
7300	Express™ kit introductiv 2x 305ml material chitos 2x 50ml material fluid, cartușe 1x dispenser Garant 10x vârfuri de amestecare, galbene 10x vârfuri intraorale galbene 1x flacon adeziv de lingură VPS 2x linguri de dozare material chitos
7312	Express™ STD Putty 2x 305ml material chitos
7314	Linguri dozare material chitos 2x linguri dozare (roșie, albă)
7302	Express™ Light Body – material consistență fluidă, rezervă 2x 50ml, cartușe
7322	Express™ Regular Body – material consistență medie, rezervă 2x 50ml, cartușe
7301	Express™ Light Body Fast Set – material consistență fluidă, cu priză rapidă, rezervă 2x 50ml, cartușe
36979	Express™ Light Body – material consistență fluidă, rezervă (140ml) 2x 70ml, tuburi
36978	Express™ Regular Body – material consistență medie, rezervă (140ml) 2x 70ml, tuburi

3M ESPE

3M România SRL
Bucharest Business Park
Str. Menuetului nr.12
Corp D, Etaj 3, Sector 1, București
Tel. 021/202.80.00
021/202.80.53
Fax. 021/317.31.84

Tipărit în România.
© 3M 2008. Toate drepturile
rezervate.

3M, ESPE și Express sunt mărci
înregistrate ale firmei 3M sau
3M ESPE AG.