

Elipar Deep Cure



3M ESPE

Elipar Deep Cure – Descrierea produsului

- Diferenta fata de Elipar S10 si Elipar

Fasciculul luminos este **mult mai uniform** si directioneaza mai multa energie pentru o **fotopolimerizare complet uniforma si profunda**

- **Geometria optimizata** a ghidului de lumina **permite accesul la suprafata tuturor dintilor fara o deschidere extrema a gurii.**
- **Ghidul de lumina este acoperit cu un material negru** pentru a evita patrunderea luminii din exterior
- **1.480 mW/cm²** intensitate (diferenta de intensitate de la 1.200 mW/cm² la 1.480 mW/cm² asigura o **distributie uniforma a luminii**)



Elipar Deep Cure – Descrierea produsului

Aspecte neschimbate & Beneficii:

- **60 minute consecutive timp de fotopolimerizare**
Poate înjumătăți timpul de fotopolimerizare al materialelor
- **Utilizare confortabilă, ergonomică, eficientă**
Piesa de mână în formă de V și mobilitatea / rotația ghidului de lumină la 360° asigură o prindere confortabilă care se potrivește cel mai bine cu tehnica utilizatorului.
- Diametrul varfului de **10 mm** permite un tratament complet **dintr-o singură utilizare**
- **Usor de curățat** - carcasa permite aerisirea și dezinfectarea
- **Silentioasă** - concepută să elimine zgomotul și include opțiunea de a închide semnalele sonore



Elipar Deep Cure – Descrierea produsului

Lampa: Plastic & Otel inoxidabil

Performanta tehnica identica.

Diferenta dintre cele doua este data de **echipamentul de depozitare si incarcare si de design**

Curing Light L – Versiunea din Plastic

- **Durabila, design usor**, facut din material plastic rezistent de inalta performanta
- Incarcarea bateriei se realizeaza cu ajutorul **cablului de incarcare**

Curing Light S – Versiunea din otel inoxidabil

- **O singura piesa, calitate ridicata, carcasa din otel inoxidabil** teoretic incasabil
- **Acoperire cu ceramic sticloasa**- ofera protectia impotriva amprentelor si petelor
- **Montarea ghidului unic magnetic luminos** pentru indepartarea rapida si usoara a ghidului de lumina pentru dezinfectare
- **Baza de incarcare cu indicator luminos** ce indica statusul de operare si intensitatea luminii



Versiunea din plastic



Versiunea din otel inoxidabil

Baza de incarcare