












ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIECES DE RECHANGE / PEZZI DI RECAMBIO / PIEZAS DE RECAMBIO

* Renfert GmbH * Industriegebiet * D-78247 Hilzingen *

Gültig für Art.Nr. 1803.0000 / 1803.4000 / 1803.5000

(Valid for article-no. Valable pour le réf.no. Valida per codice d'articolo Valida para articulo no.)

Bei Ersatzteilbestellungen bitte die ARTIKELNUMMER und die SERIENNUMMER des Gerätes sowie die gewünschte POS-Nr. angeben.

When ordering spare parts please state the ARTICLE NUMBER, the SERIAL NUMBER and the requested POS-NO.

Pour la commande de pièces de rechange indiquer s.v.p. le RÉFÉRENCE-NO, le NUMÉRO DE SERIE et le POS-NO.

Per eventuali ordini dei pezzi di ricambio, Vi preghiamo di aggiungere sempre il CODICE D'ARTICOLO, NUMERO DI SERIE et il POS-NO della posizione da Voi richiesta.

Al pedir piezas de recambio, rogamos indicar: ARTÍCULO-NO., NUMERO DE SERIE al igual que el POS-NO de posición deseado.

Position

1	Zulaufschlauch kompl. Trimmer	Admission hose compl. Trimmer	Tuyau d'amenée compl. Taille-plâtre	Tubo di approvvigionamento compl.	Tubo de entrada, completo recortadora
2	Ablaufschlauch 41x35mm grau	Drain tube 41x35mm grey	Tuyau d'évacuation 41x35mm gris	Tubo grigio di scarico 41x35mm	Tubo de desagüe gris 41x35mm
3	Schutzkappe Ein- / Ausschalter MTplus	Protection cap door switch compl. MTplus	Capuchon prot.interrupteur porte MTplus	Calotta prot. p.interrut.portello MTplus	Caperuza prot. p.interr.puerta MTplus
4	Scharniersatz MTplus kompl.	MTplus Hinges complete	MTplus charnières complètes	MTplus cerniere complete	MTplus charnelas completas
5	Trimmertisch MTplus kompl.	MTplus Trimmer table complete	MTplus Table p.modèles complète	MTplus Supporto per modelli completo	MTplus Mesa de recorte completa
5 a	Gelenkteller Trimmertisch	Ballsocket Trimmer table	Coussinet sphérique porte-modèles	Sede sferica porta-modelli	Cojinete esférico mesa de recortadora
6	Inbusschlüssel SW4	Hexagon-key SW 4	Clé d'inbus SW 4	Chiave per viti esagonali SW 4	Llave de macho hexagonal SW 4
7	Trägerflansch MTplus kompl.	Flange MTplus complete	Flasque MTplus complète	Flangia MTplus completa	Brida MTplus completa
8	SCHUTZKAPPE TÜRSCHALTER kompl.	Protection cap door switch compl.	Capuchon protecteur interrupteur porte	Calotta protett. per interrutt. portello	Caperuza protect. p. interr. de puerta
9	Schraube Schleifscheibe MT2/TT2/MTplus	Screw f. trimming disc MT2/TT2/MTplus	Boulon de la meule MT2/TT2/MTplus	Vite p. disco abrasivo MT2/TT2/MTplus	Tornillo p.disco de recor.MT2/TT2/MTplus
10	Türverschuß MTplus kompl.	Door locker MTplus complete	Fermeture complète de la porte MTplus	Bloccaggio della porta completo MTplus	Cierre completo para puerta MTplus
11	Dichtungssatz MTplus	Set of joints MTplus	Bagues d'étanchéité MTplus	Kit di guarnizioni MTplus	Juego de anillos de junta p.MTplus
12	Sprührohr MTplus kompl.	Spray tube MTplus compl.	Tube d'émission MTplus compl.	Tubo per getto spruz. MTplus compl.	Tubo de aspersión p. MTplus compl.
13	Verstellerschraube MTplus komplett	Adjusting screw MTplus complete	Vis de réglage MTplus complète	Vite di regolazione MTplus completa	Tornillo de ajuste MTplus completo
14	Kleinteileset MTplus	Hardware for MTplus	Petit materiel de montage p. MTplus	Kit di minuteria per MTplus	Juego de piezas pequeñas p. MTplus
15	Werkzeugset MTplus	Tools for MTplus	Outils p. MTplus	Kit di attrezzi per MTplus	Juego de utens p. MTplus

