



Pot să fac totul: Demineralizare totală, demineralizare selectivă, autogravare

Demineralizare totală, Demineralizare selectivă, Autogravare - indiferent de tehnica aleasă, **Single Bond Universal** este **singurul adeziv** de care aveți nevoie. Este **ușor de aplicat** pentru restaurările directe cât și cele indirecte și aderă de toate suprafețele inclusiv smalt, dentină, ceramică, zirconia, compozit, aliaje nobile și nenobile – fără a fi necesară aplicarea unui primer.

Beneficii:

- Un singur pas, un singur strat de aplicat, într-o perioadă de 35 secunde
- Forme de prezentare:
 - Flacon cu capac rabatabil, ușor de desfăcut cu o singură mână și design unic al duzei pentru dozare controlată
 - Monodoză L-Pop
- Gamă variată de indicații
- Nu necesită refrigerare; depozitați la temperatura camerei pentru 2 ani
- Îmbunătățit, ușor de aplicat demineralizant

Descoperiți soluția Sistemului Adeziv Universal

Eliberați forța **primului** adeziv cu adevărat universal și experimentați un nivel nou de **versatilitate**. Adezivul poate fi utilizat pentru toate tehnicile adezive inclusiv demineralizare totală, autogravare și demineralizare selectivă. Este ideal pentru realizarea restaurărilor directe și indirecte putând fi utilizat pe toate suprafețele fără aplicarea suplimentară a unui primer. Creat pentru a simplifica procedurile dentare de adeziune fără compromis, **Single Bond Universal** este adezivul pentru toate cabinetele care pun accent pe **calitate și rapiditate în realizarea serviciilor stomatologice**.

Gamă variată de indicații

Performanța ridicată a sistemului **Single Bond Universal** a fost verificată de oameni de știință de renume internațional. Acest adeziv cu adevărat universal reprezintă baza pentru realizarea de restaurări dentare într-o manieră minim invazivă. Indiferent dacă structurile dentare au fost pierdute din cauza leziunilor carioase sau erozive, puteți restaura, funcțional și estetic, într-un mod direct sau indirect, cu ajutorul adezivului **Single Bond Universal**.



www.3MESPE.com

3M ESPE

Indicații pentru restaurările directe:

- Restaurarea tuturor tipurilor de cavități cu materiale fotopolimerizabile din clasa composite și compomeri
- Sistem adeziv pentru materialele pentru refacere de bont și materialele composite autopolimerizabile în combinație cu Single Bond Universal DCA (Dual Cure Activator)
- Desensibilizarea suprafețelor din zona cervicală
- Sigilarea cavităților înainte de aplicarea restaurărilor din amalgam
- Strat protector (lac, varnish) pentru materialele de restaurare de tip ionomeri de sticlă
- Reparații ale restaurărilor din compozit și compomer
- Sistem adeziv pentru aplicarea materialelor de sigilare

Indicații pentru restaurările indirecte:

- Primer pentru restaurări din zirconia, alumina, metal sau ceramică sticloasă
- Pentru fixarea adezivă a fațetelor cu cimentul RelyX™ Veneer
- Sistem adeziv pentru cimenturile cu reacție dublă de polimerizare
- Cimentarea cu material rășinic adeziv RelyX™ Ultimate produs de 3M ESPE a restaurărilor indirecte (inlay-uri, onlay-uri, coroane, punți dentare, fațete)
- Repararea intraorală a restaurărilor indirecte existente din compozit, a celor metalo-ceramice și integral ceramice fără aplicare de primer
- Sigilarea suprafețelor dentinare ale bonturilor dentare, înainte de aplicarea lucrărilor provizorii



Adeziv Single Bond Universal -Kit introductiv (41265)



Single Bond Universal L-Pop™ - Pachet introductiv (41276)



Single Bond Universal DCA - Activator pentru polimerizare duală (41268)



Gel demineralizant Scotchbond™ Universal Etchant (41263)

Cod	Descriere produs
Adeziv Single Bond Universal	
41265	Single Bond Universal - Kit introductiv: 1 x 5ml flacon adeziv, 1 x 3 ml seringă demineralizant, 50 aplicatoare, 25 vârfuri aplicatoare pentru seringă cu demineralizant, 50 godeuri
41266	Single Bond Universal - Rezervă adeziv: 1 x 5ml flacon adeziv
41276	Single Bond Universal L-Pop™ - Pachet introductiv: 40 monodoze
41278	Single Bond Universal L-Pop™ - Pachet mare: 100 monodoze
41263	Scotchbond™ Universal Etchant - Gel demineralizant: 2 x 3ml seringi demineralizant, 50 vârfuri aplicatoare
41268	Single Bond Universal DCA - Activator pentru polimerizare duală: 1 x 5ml flacon
41274	Scotchbond™ Universal Etchant vârfuri aplicatoare: 25 vârfuri aplicatoare

www.3MESPE.com

3M ESPE

3M Romania SRL
Bucharest Business Park
Corp D, etaj 3,
Str. Meneului nr. 12, Sector 1,
București, tel: 021 202 8000
www.3mespe.ro

3M, ESPE, L-Pop, RelyX și Scotchbond
sunt mărci înregistrate 3M sau 3M GmbH.
© 3M 2012. Toate drepturile rezervate.