

Adper™ Adhesive Solutions

Sisteme adezive 3M ESPE

Adper Scotchbond Multi – Purpose	Adper Single Bond 2	Adper Prompt L-Pop Sistem adeziv autogrant	Adper SE Plus Sistem adeziv autogrant	Adper Easy One Sistem adeziv autogrant
<ul style="list-style-type: none"> Sistem adeziv cu dublă reacție de polimerizare Adeziune puternică pentru orice tip de aplicație Adeziune atât pe substrat umed cât și uscat Risc scăzut de apariție a microfracturilor care pot produce sensibilitate post-operatorie Modalitate de lucru rapidă și ușoară 	<ul style="list-style-type: none"> Adeziune excelentă la smalț și dentină Nu necesită amestecare; nano-umplutura este stabilă și nu se depune Design-ul special al flaconului permite deschiderea și dozarea ușoară Se poate folosi atât în cazul resaurărilor directe cât și a celor indirecte Risc scăzut de apariție a sensibilității post-operatorii Desensibilizant pentru suprafețele radiculare 	<ul style="list-style-type: none"> Adeziune foarte bună la dentină, la smalțul tratat și netratat fără a fi necesară demineralizare prealabilă Experiență clinică dovedită – peste 1 milion de aplicări Risc scăzut de apariție a sensibilității post-operatorie Desensibilizant pentru suprafețele radiculare Simplifică tehnica de sigilare Disponibil în monodoze 	<ul style="list-style-type: none"> Control vizual al zonei de aplicare și activării demineralizantului Radioopac, risc redus de diagnosticare incorectă a cariilor secundare Sistem autogrant Rezistență foarte mare a adeziunii datorită nanoumpluturii Risc scăzut de apariție a sensibilității post-operatorii Performanțe bune pe suprafețele de smalț și dentină uscate și umede Adaptare marginală foarte bună, risc scăzut de apariție a microfisurilor Desensibilizant pentru suprafețele radiculare 	<ul style="list-style-type: none"> Un singur flacon, o singură aplicare Rezistență foarte bună a adeziunii Adeziune bună atât în mediu umed cât și în mediu uscat Risc scăzut de apariție a sensibilității post-operatorii Modalitate de lucru rapidă și ușoară Adaptare marginală foarte bună, risc scăzut de apariție a microfisurilor Desensibilizant pentru suprafețele radiculare

	Adper Scotchbond Multi – Purpose	Adper Single Bond 2	Adper Prompt L-Pop	Adper SE Plus	Adper Easy One
Manevrabilitate					
Tehnică	Tehnica gravării totale	Tehnica gravării totale	Autograntă	Autograntă	Autograntă
Componente	3	2	1	2	1
Monodoze			√		
Aplicare pe smalț și dentină umede	√	√	√	√	√
Proprietăți					
Grosimea filmului	aprox. 20 microni	aprox. 10 microni	aprox. 10 microni	aprox. 20 microni	aprox. 10 microni
Radioopacitate				√	
Umplură anorganică		√		√	√
Autopolimerizare	√				
Control vizual			√	√	
Timp de aplicare	40 sec	57 sec	43 sec	46 sec	35 sec
Indicații					
Restaurări directe	√	√	√	√	√
Restaurări indirecte	1	2			2
Desensibilizarea suprafețelor radiculare		√	√	√	√
Sigare			√		

1. Pentru aceste indicații se recomandă folosirea activatorului și catalizatorului sistemului adeziv Adper Scotchbond Multi-purposes
2. Folosit în combinație cu cimentul rășinic RelyX ARC.