

Filtek™ Z550

Material compozit nanohibrid pentru restaurări universale

NOU

*Pasionați
de calitate.*

Un nanohibrid mai bun pentru utilizare ușoară

Beneficii:

- Manevrabilitate excelentă
- Estetică naturală
- Rezistență bună la uzură
- Lustruire ușoară
- Menținere în timp foarte bună a luciului de suprafață
- Gamă variată de nuanțe: 12
- Indicată pentru toate tipurile de restaurări directe
- Nu aderă de instrumente obținându-se astfel restaurări rezistente și sigure
- Este ușor de modelat și își menține forma înainte de fotopolimerizare
- Are consistența dorită pentru orice tip de manipulare

Ce este un nanohibrid

Materialele compozite nanohibride reprezintă soluția de încredere pentru variate situații clinice. Acestea conțin o gamă largă de dimensiuni ale particulelor pentru realizarea creșterii componentei anorganice și astfel obținerea rezistenței acestor materiale similară cu a materialelor hibride tradiționale. Introducerea particulelor de dimensiune nano oferă restaurărilor rezistență mai bună la uzură și o textură de suprafață care este ușor de lustruit și permite astfel obținerea unor rezultate estetice excelente.

Un nanohibrid adaptat cerințelor dumneavoastră de fiecare zi

3M ESPE, inventatorul tehnologiei nanofiller și lider mondial în realizarea materialelor dentare de restaurare, a folosit expertiza sa pentru a crea nanohibridul ideal. Construind pe rețeta de succes a materialului de restaurare universal Filtek™ Z250, 3M ESPE a încorporat beneficiile dovedite de tehnologia unică nanofiller pentru a îmbunătăți proprietățile fizice și de lustruire ale acestui material.

Filtek™ Z550 – nanohibridul care oferă manevrabilitatea dorită de medicii dentiști


De-a lungul timpului, 3M ESPE a realizat îmbunătățirea continuă a produselor astfel încât ele să fie așa cum le preferă medicii dentiști.

www.3mespe.com

3M ESPE

Ușor de utilizat pentru toate clasele de restaurări

Nanohibridul 3M ESPE este creat pentru a fi ușor de utilizat atât pentru restaurări anterioare cât și posterioare. Cu ajutorul celor 12 nuanțe uzuale care se potrivesc cu cheia de culori Vita, veți descoperi cât de ușor este să realizați pacienților restaurări cu aspect natural. Filtek™ Z550 este creat pentru performanțe deosebite, rezistență la uzură și este ușor de lustruit – astfel puteți conta pe rezultate predictibile, de încredere, pe placul pacienților.



Imagine oferită de Jeff T. Blank, DMD.

Cod	Descriere
7050IK	Filtek™ Z550 Kit Introductiv 8 x 4g seringi, nuanțele A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3 și OA2; 1 x 6ml adeziv Adper™ Single Bond 2; 1 x 3ml seringă demineralizant Scotchbond™; Accesorii; cheile de culori;
7050TK	Filtek™ Z550 Minikit 4 x 4g seringi, nuanțele A2, A3, A3.5, OA2; 1 x 6ml adeziv Adper™ Single Bond 2; 1 x 3ml seringă demineralizant Scotchbond™; Accesorii;

Rezervă

Nuanțe	Seringi
A1	7050A1
A2	7050A2
A3	7050A3
A3.5	7050A3.5
A4	7050A4
B1	7050B1
B2	7050B2
B3	7050B3
C2	7050C2
D3	7050D3
OA2	7050 OA2
OA3	7050 OA3

Rezerva include o seringă de 4g și instrucțiunile de folosire.



Kit Introductiv Filtek™ Z550



Mini Kit Filtek™ Z550

3M ESPE

3M Romania SRL

Bucharest Business Park
Corp D, etaj 3,
Str. Menuetului nr. 12, Sector 1,
București, tel: 021 202 8000
www.3mespe.ro

3M, ESPE și Filtek sunt mărci
înregistrate 3M sau 3M ESPE AG.

© 3M 2010. Toate drepturile rezervate.