



*pasionați
de calitate.*

NOU

Pot să fac totul: Demineralizare totală, demineralizare selectivă, autogravare

Demineralizare totală, Demineralizare selectivă, Autogravare - indiferent de tehnica aleasă, Single Bond Universal este singurul adeziv de care aveți nevoie. Este ușor de aplicat pentru restaurările directe cât și cele indirecte și aderă de toate suprafețele inclusiv smalț, dentină, ceramică, zirconia, compozit, aliaje nobile și nenobile – fără a fi necesară aplicarea unui primer.

Indicații pentru restaurările directe:

- Restaurarea tuturor tipurilor de cavități cu materiale fotopolimerizabile din clasa compozite și compomeri
- Desensibilizarea suprafețelor radiculare
- Sigilarea dentinei înainte de restaurările cu amalgam
- Strat protector (lac, varnish) pentru materialele de restaurare de tip ionomeri de sticlă
- Reparații ale restaurărilor din compozit și compomer
- Sistem adeziv pentru aplicarea materialelor de sigilare

Indicații pentru restaurările indirecte:

- Primer pentru restaurări din zirconia, alumina, metal sau ceramică sticloasă
- Pentru fixarea adezivă a fațetelor cu cimentul RelyX™ Veneer
- Repararea intraorală a restaurărilor indirecte existente
- Sigilarea suprafețelor dentinare ale bonturilor dentare, înainte de aplicarea lucrărilor provizorii

Descoperiți soluția Sistemului Adeziv Universal

Beneficii

- Un singur pas, un singur strat de aplicat, într-o perioadă de 35 secunde
- Forme de prezentare:
 - Flacon cu capac rabatabil, ușor de desfăcut cu o singură mână și design unic al duzei pentru dozare controlată
 - Monodoză L-Pop
- Gamă variată de indicații
- Nu necesită refrigerare; poate fi depozitat la temperatura camerei pentru 2 ani
- Îmbunătățit, ușor de aplicat demineralizant

Adeziv Single Bond Universal
Disponibil din aprilie.



www.3MESPE.com

3M ESPE